

COOL SHAPE 2000



+Medizinische Technologie

DATE TEHNICE



CRIOLIPOLIZA:

Capete de tratament:	2 capete de tratament unul pentru zone mari unul pentru brate si picioare
Putere motor:	500W
Presiune vacuum:	0-100 Kpa
Temperatura de racire:	0, -5, -10 grade
LipoLASER:	12 fasciculi la 650nm
Display:	Putere de penetrare 100W
Voltaj:	8.0 inch Touch
Greutate:	220, 16Hz
Certificari:	91 Kg
	FDA, CE, ROSH, ISO

CAVITATIE Optional:

Capete de tratament:	2 probe de lucru
Energie:	25kHz cu tratament fotonice
Putere:	40Khz unde acustice joase
Frecventa:	3-6 W/cm ² ajustabil
Suprafata Activa:	60W
Modul de emisie:	25Khz - 40Khz
Presiune de lucru:	20 cm ²
	scanat 2% cu frecventa reglabilă
	500 mbar - 1060 mbar

RADIOFRECVENTA Optional:

Capete de tratament:	1 proba de lucru
Tip R.F.:	BiPolar + TriPolar
Energie:	50J
Tip Puls:	Pulse si Continuu

Folosind aparatul COOLSHAPE 2000 poti pierde centimetri din talie, ai posibilitatea sa iti tonifiezi pielea si in sfarsit scapi de celulita. Criolipoliza asistata laser reprezinta cea mai buna metoda de remodelare corporala. Temperaturile scazute induse concomiten de fasciculii laser din sistemul COOLSHAPE 2000 sunt folositi pentru a fractiona si transforma trigliceridele din interiorul celulelor grase in particule mici si solide. Acest proces presupune o tehnologie avansata de racire ce actioneaza numai asupra adipocitului. In momentul in care celule grase sunt supuse unei temperaturi scazute, se declanseaza apoptoza, procesul natural de distrugere al tesutului adipos. Ulterior, celule grase din zona supusa tratamentului sunt eliminate cu usurinta prin sistemul de drenaj al organismului.

*Toate aparatele din gama COOLSHAPE pot fi accesorizate optional cu module de cavitatie si radiofrecventa.

